

# MANUALE DELL'UTENTE

## Introduzione

Per iniziare, descriveremo ciascuna delle parti di BraiBook. Tutte le informazioni che troverete qui sotto sono state progettate per essere lette su BraiBook con la mano destra. Nella parte superiore troviamo la cella braille. Sopra la cella braille posizioneremo l'indice. Sulla sinistra troviamo un joystick di controllo. Sul joystick posizioneremo il pollice. Il joystick ha 5 posizioni (su, giù, sinistra, destra e centro).

- 1) Si capisce dalla prima posizione quando proviamo a unire pollice con indice. Le funzioni di questa posizione sono le seguenti:
  - a) Se premiamo una o più volte, aumenteremo la velocità di lettura braille.
  - b) Se lo lasciamo premuto, aumenteremo il volume del sistema audio.
- 2) La posizione sotto è quando proviamo a spostare il pollice dall'indice. Le funzioni di questa posizione sono le seguenti:
  - a) Se premiamo una o più volte, abbasseremo la velocità di lettura braille.
  - b) Se lo lasciamo premuto, abbasseremo il volume del sistema audio.
- 3) La posizione sinistra è quando spostiamo il pollice lontano dal polso, tirandolo verso l'alto. Le funzioni di questa posizione sono le seguenti:
  - a) Se premiamo una volta, significa "prossima parola" (se siamo all'interno della lettura) o "opzione successiva", nel menu.
  - b) Se si preme doppio clic è la prossima frase (se ci si trova all'interno della lettura).

- c) Se lo lasciamo premuto sarà la prossima pagina (purché ci sia dentro la lettura).
- 4) La posizione corretta è quando portiamo il pollice al polso. Le funzioni di questa posizione sono le seguenti:
- a) Se premiamo una volta significa "parola precedente" (ogni volta che ci troviamo all'interno della lettura) o precedente opzione del menu.
  - b) Se si preme doppio clic è la frase precedente (se ci si trova all'interno della lettura).
  - c) Se lo lasciamo premuto sarà la pagina precedente (ogni volta che ci troviamo nella lettura).
- 5) La posizione centrale è premendo il joystick, facendo un clic. Le funzioni di questa posizione sono le seguenti:
- a) Se premiamo una volta significa pausa (se siamo all'interno della lettura) se no, significa "seleziona l'opzione di menu".
  - b) Se lo lasciamo premuto sarà "stop" (finché ci troviamo nella lettura) e tornerà al menu o lascerà il livello delle opzioni di menu.
- Sotto il joystick troviamo lo slot per inserire una scheda di memoria SD.

A destra della cella Braille troviamo l'interruttore ON-OFF. La posizione OFF sta avendo l'interruttore in basso.

Sul retro del dispositivo troviamo il connettore USB e il jack per le cuffie. È possibile trovare il connettore USB sul lato sinistro mentre il jack delle cuffie si trova sulla destra.

## **Menu**

1. Continua a leggere (solo se hai una lettura aperta)
2. Apri documento
3. Configurazione
  - 3.1. lingua
    - 3.1.1. spagnolo
    - 3.1.2. inglese
  - 3.2. Tipo di lettura
    - 3.2.1. Con lo spazio Questo sistema fa cadere tutti i punti tra i personaggi.
    - 3.2.2. Senza spazio Cambia solo il diverso punto tra i caratteri, tranne quando vengono ripetuti. In tal caso, aggiorna lo schermo.
  - 3.3. Tipo braille
    - 3.3.1. 6 punti
    - 3.3.2. 8 punti
  - 3.4. Attiva l'audio

## **Upload di documenti**

Il caricamento dei documenti in BraiBook può essere effettuato in tre modi: tramite USB, scheda SD (fino a 64 GB) e Bluetooth.

1. Tramite USB: BraiBook viene fornito con un caricabatterie USB con connettore di tipo C, questo connettore non ha polarità, il che lo rende può essere messo in qualsiasi posizione.

Collegiamo l'USB in BraiBook e introduciamo l'altro connettore USB al computer. Il computer lo identificherà come memoria esterna. Una volta riconosciuto, la scheda di memoria si aprirà e i documenti verranno trascinati. Ha la stessa metodologia di una memoria esterna.

2. Utilizzo della scheda SD. BraiBook ha uno slot per schede SD. Devi solo inserire la carta con i documenti che vuoi leggere nello slot e BraiBook la identificherà.

Importante: inserire la scheda sempre con il dispositivo spento.

3. Via Bluetooth: colleghiamo il nostro computer con BraiBook tramite Bluetooth e inviamo immediatamente i file che vogliamo salvare in BraiBook.

Affinché il sistema riconosca i nuovi documenti, in uno qualsiasi dei tre metodi di caricamento, è necessario arrestare il dispositivo e all'accensione, avrà i documenti caricati.

### **Primi passi**

Una volta spostato l'interruttore ON-OFF in posizione ON, BraiBook si accenderà.

Dobbiamo mettere l'indice sopra la cella braille e tenerlo statico. Dopo alcuni secondi, tutti i punti saliranno e scenderanno due volte per indicare che il sistema è già operativo. A questo punto, verrà visualizzato il menu di navigazione.

Una volta aperto il documento, possiamo iniziare a goderci la lettura in Braille.

suggerimenti:

### **Documenti TXT salvati**

Affinché BraiBook identifichi bene il testo, in particolare gli accenti, è necessario che i documenti in formato .txt siano memorizzati nella codifica UTF8.

### **Salva l'ultima lettura**

Affinché BraiBook salvi l'ultima posizione di lettura, dobbiamo premere STOP (lasciando il joystick premuto al centro per due secondi) e tornare al menu.

Buona lettura! Sei pronto a scoprire nuove storie?