

MANUALE DELL'UTENTE

Nell'audioiddeo del collegamento puoi seguire tutti i passaggi su come funziona il dispositivo, quindi troverai questi passaggi dettagliati scritti <https://www.youtube.com/watch?v=fnY-ONzZLXY>

Introduzione

Per iniziare, descriveremo ciascuna delle parti di BraiBook. Tutte le informazioni che troverete qui sotto sono state progettate per essere lette su BraiBook con la mano destra.

Nella parte superiore troviamo la cella braille. Sopra la cella braille posizioneremo l'indice. A sinistra (sul pollice) troviamo un joystick di controllo. Sul joystick posizioneremo il pollice.

Il joystick ha 5 posizioni (su, giù, sinistra, destra e centro) lasciando il dispositivo in orizzontale.

1) Si capisce dalla prima posizione quando proviamo a unire pollice con indice (che punta al soffitto). Le funzioni di questa posizione sono le seguenti:

- a) Se premiamo una o più volte, aumenteremo la velocità di lettura braille.
- b) Se lo lasciamo premuto, aumenteremo il volume del sistema audio.

2) La posizione sotto è quando proviamo a spostare il pollice dall'indice (puntato a terra). Le funzioni di questa posizione sono le seguenti:

- a) Se premiamo una o più volte, abbasseremo la velocità di lettura braille.
- b) Se lo lasciamo premuto, abbasseremo il volume del sistema audio.

3) La posizione sinistra è quando spostiamo il pollice lontano dal polso (spostando il joystick lontano dal nostro corpo). Le funzioni di questa posizione sono le seguenti:

- a) Se premiamo una volta, significa "prossima parola" (se siamo all'interno della lettura) o "opzione successiva", nel menu.
- b) Se si preme doppio clic è la prossima frase (se ci si trova all'interno della lettura).
- c) Se lo lasciamo premuto sarà la prossima pagina (purché ci sia dentro la lettura).

4) La posizione corretta è quando portiamo il pollice verso il polso (avvicinando il joystick a noi). Le funzioni di questa posizione sono le seguenti:

- a) Se premiamo una volta significa "parola precedente" (ogni volta che ci troviamo all'interno della lettura) o precedente opzione del menu.
- b) Se si preme doppio clic è la frase precedente (se ci si trova all'interno della lettura).

c) Se lo lasciamo premuto sarà la pagina precedente (ogni volta che ci troviamo nella lettura).

5) La posizione centrale sta premendo il joystick, facendo clic all'interno è un Intro o ok. Le funzioni di questa posizione sono le seguenti:

a) Se premiamo una volta significa pausa (se siamo all'interno della lettura) se no, significa "seleziona l'opzione di menu".

b) Se lo lasciamo premuto sarà "stop" (finché ci troviamo nella lettura) e tornerà al menu o lascerà il livello delle opzioni di menu.

A destra della cella Braille troviamo l'interruttore ON-OFF. La posizione OFF sta avendo l'interruttore in basso.

Sul retro del dispositivo troviamo il connettore USB e il jack per le cuffie. È possibile trovare il connettore USB sul lato sinistro mentre il jack delle cuffie si trova sulla destra.

menu

1. Continua a leggere (solo se hai una lettura aperta)
2. Apri documento
3. Configurazione
 - 3.1. lingua
 - 3.1.1. spagnolo
 - 3.1.2. inglese
 - 3.2. Tipo di lettura
 - 3.2.1. Con lo spazio Questo sistema fa cadere tutti i punti tra i personaggi.
 - 3.2.2. Senza spazio Cambia solo il diverso punto tra i caratteri, tranne quando vengono ripetuti. In tal caso, aggiorna lo schermo.
 - 3.3. Tipo braille
 - 3.3.1. 6 punti
 - 3.3.2. 8 punti
 - 3.4. Attiva / Disattiva audio
 - 3.5. Attiva / Disattiva Bluetooth
4. Batteria
5. Elimina documento

Upload di documenti

Il caricamento dei documenti in BraiBook può essere fatto in tre modi: tramite USB e Bluetooth.

1. Tramite USB: BraiBook viene fornito con un caricabatterie USB con connettore di tipo C, questo connettore non ha polarità, il che lo rende può essere messo in qualsiasi posizione.

Collegiamo l'USB in BraiBook e introduciamo l'altro connettore USB al computer. Il computer lo identificherà come memoria esterna. Una volta riconosciuto, la scheda di memoria si aprirà e i documenti verranno trascinati. Ha la stessa metodologia di una memoria esterna.

2. Via Bluetooth: Andiamo al menu di configurazione e clicchiamo per attivare Bluetooth. Quando il nostro computer / dispositivo mobile rileva BraiBook, lo colleghiamo e immediatamente i file che vogliamo salvare in BraiBook saranno inviati. Dopo aver fatto clic su Attiva Bluetooth, verrà connesso per 1 minuto. Se nessun dispositivo è stato collegato durante questo periodo, verrà disattivato automaticamente. Per ricollegarlo è necessario fornire Bluetooth per disconnettersi e riconnettersi.

Affinché il sistema riconosca i nuovi documenti, in uno dei due metodi di caricamento, è necessario arrestare il dispositivo e all'accensione, avrà i documenti caricati.

Primi passi

Una volta spostato l'interruttore ON-OFF in posizione ON, BraiBook si accenderà.

Dobbiamo mettere l'indice sopra la cella braille e tenerlo statico. Dopo alcuni secondi, tutti i punti saliranno e scenderanno due volte per indicare che il sistema è già operativo. A questo punto, verrà visualizzato il menu di navigazione.

Una volta aperto il documento, possiamo iniziare a goderci la lettura in Braille.

suggerimenti:

Documenti TXT salvati

Affinché BraiBook identifichi bene il testo, in particolare gli accenti, è necessario che i documenti in formato .txt siano memorizzati nella codifica UTF8.

Salva l'ultima lettura

Affinché BraiBook salvi l'ultima posizione di lettura, dobbiamo premere STOP (lasciando il joystick premuto al centro per due secondi) e tornare al menu.

Sistema audio

Da BraiBook raccomandiamo l'uso di cuffie solo audio, senza microfono, per il suo corretto uso e manutenzione. BraiBook non si occupa dei possibili problemi causati da un auricolare con microfono.

Buona lettura in braille!